



ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС»

143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, а/я 729,
тел. (499) 685-18-65, (499) 685-18-42, факс (499) 685-18-64
e-mail: mail@alfabassens.ru.
http://alfabassens.ru

ООО «Фирма «Альфа БАССЕНС», юр. адрес: 143987, Московская обл., г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Советская, д. 47, ИНН/КПП 5008011476\501201001, р/сч. 40702810040040107098, Балашихинское ОСБ 8038, г. Балашиха, в Сбербанк России г. Москва, к/сч. 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКОНХ 95120, 14329 ОКПО 16963232, ОГРН 1035001855349.

ПАСПОРТ-КАЧЕСТВА

Наименование продукта: раствор для заполнения вспомогательного электрода рН и рNa, применяемых в рН-метрах марки ПАИС-рН и анализаторах натрия марки ПАИС-натрий соответственно.

Форма отпуска: Раствор для заполнения поставляется в пластиковых флаконах объемом 400 мл.

Внешний вид: бесцветная, прозрачная жидкость. Раствор для заполнения вспомогательного электрода рNa имеет слабый запах аммиака. Раствор для заполнения вспомогательного электрода рН без запаха.

Область применения: раствор для заполнения используется в вспомогательных электродах рН-метра и анализатора натрия соответственно, применяемых в рН-метрах марки ПАИС-рН и анализаторах натрия марки ПАИС-натрий соответственно.

Способ применения: раствор для заполнения из флакона заливают в бачок раствора вспомогательного электрода до метки.

Правила хранения: раствор для заполнения хранится при комнатной температуре в месте, недоступном для прямых солнечных лучей. При длительном хранении допускается выпадение осадка.

Меры предосторожности: при работе с раствором для заполнения нет необходимости в использовании резиновых перчаток или иных защитных средств. При попадании раствора для заполнения на слизистые оболочки глаза, необходимо промыть их водой.

Утилизация: ввиду невысокой концентрации веществ, не относящихся к 1 классу вредности, допускается слив раствора для заполнения в общую канализационную систему с проточной водой.

Срок хранения: 2 года.

С уважением, директор

Албантов Д.А.

Исп. Гришин М.В.
Тел./факс: (499) 685-18-65

